

Auto Refrattometro- Cheratometro potenziato con Mappatore Corneale

Topcon KR-800PA

Auto Cherato-Refrattometro

novita'

- | Funzione di mappa corneale
- | Accuratezza ineguagliabile grazie alla tecnologia dei prismi rotanti
- | Utilizzo estremamente semplificato con allineamento 3D
- | Ampio schermo touch screen a colori
- | Intuitiva visualizzazione dei dati
- | Design compatto



 **TOPCON**


YOUR VISION. OUR FOCUS.

www.topcon-medical.eu

Auto Refrattometro- Cheratometro potenziato con Mappatore Corneale

KR-800PA

Auto Cheratometro-Refrattometro




Mappatore corneale

La funzione di mappa corneale permette di visualizzare il raggio di curvatura corneale e i poteri refrattivi della cornea. Con la funzione di mappa corneale in abbinamento ai valori di refrazione e' possibile osservare un profilo anomalo della superficie corneale con la refrazione totale.

Accuratezza ineguagliabile

L'esclusiva tecnologia Topcon del prisma rotante, consente una precisione e un'affidabilità ineguagliabile. Questo sistema misura un'area più ampia della retina permettendo misurazioni attraverso pupille di 2 mm di diametro.

*L'anello decentrato può coprire aree che possono essere occluse da un piccolo diametro corneale. L'angolo del prisma consente di misurare un'area più ampia della retina.



Funzione di allineamento automatico 3D

La funzione di allineamento automatico 3D permette la facilità d'uso mantenendo l'allineamento XYZ durante l'acquisizione anche in presenza di piccoli movimenti, fornendo un allineamento rapido e preciso. Barre di allineamento sul monitor permettono di agevolare l'operatore durante la fase di allineamento e acquisizione.



IMPORTANTE

Soggetto a modifiche senza preavviso. Per ottenere i migliori risultati dallo strumento, si prega di leggere il manuale di istruzioni.
Dispositivo Medica Class Im. Produttore: Topcon Corporation



Topcon Europe Medical B.V.

Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145; 2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands;
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045; E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark

Præstemarksvej 25; 4000 Roskilde; Denmark; Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk; www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.

Neogatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal; Sweden; Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249;
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.

HEAD OFFICE: Frederic Mompou, 4; 08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain; Phone: +34-93-4734057;
Fax: +34-93-4733932; E-mail: medical@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy

Viale dell'Industria 60; 20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy; Phone: +39-02-9186671;
Fax: +39-02-91801091; E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France

BAT A1; 3 route de la révolte; 93206 Saint Denis Cedex; France; +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324;
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 41; D-47877 Willich, Germany; Phone: (+49) 2154-885-0;
Fax: (+49) 2154-885-177; E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland; Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05;
www.topcon-polska.pl

Topcon Great Britain Ltd.

Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury; Berkshire RG14 5PX; United Kingdom;
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170; E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland

Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2; Ballycoolin; Dublin 15, Ireland; Phone: +353-18975900;
Fax: +353-18293915; E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie



TOPCON CORPORATION

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan.
Phone: 3-3558-2523/2522, Fax: 3-3960-4214, www.topcon.co.jp